

# MASSBESTELLUNG

## EpiTrain®

BAUERFEIND.COM

Österreich  
 T +43 (0) 800 44 30 130  
 F +43 (0) 800 44 30 131  
 E info@bauerfeind.at

Patientenname \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

nur Kostenvoranschlag

### Arm

rechts  links

### Farbe

titan  natur

### Extras

Haftband\* (+3 cm zur Länge)

### Klettverschluss\*

oben\*\*  unten

### Angaben zum Patienten

männlich  weiblich


adipös  muskulös

Alter \_\_\_\_\_ Körpergröße \_\_\_\_\_

\* aufpreispflichtig

\*\* nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

**Alle Angaben in cm. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.**



**Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.**

- f<sup>1</sup> Oberarm: Den Umfang mindestens 10 cm oberhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.
- f Oberarmansatz
- e Ellenbogenbeuge
- d Mitte Unterarmmuskel
- c Muskelansatz: Den Umfang mindestens 12 cm unterhalb der Ellenbogenbeuge (e) messen.

### Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) messen.
- Die Längenmaße werden an der Innenseite des Armes genommen. Ausgangspunkt ist die Ellenbogenbeuge (e).

\_\_\_\_\_

┌  
 Stempel  
 └

Kunden-Nr. \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_