

MASSBESTELLUNG

GenuTrain®

BAUERFEIND.AT


Patientenname: _____

BAUERFEIND GES.M.B.H.

T +43 (0) 800 44 30 130

F +43 (0) 800 44 30 131

E info@bauerfeind.at

	Umfang	Länge
	f ¹	e - f ¹
	f	e - f
	e	e - d
	d	
	c	e - c
	b ^e	e - b ^e

Kostenvoranschlag

Bestellung

Knie

rechts

links

Farbe

titan

beige

Extras*

Haftband (+5 cm zur Länge)

Klettverschluss oben**

Angaben zum Patienten***

männlich

weiblich

adipös

muskulös

Alter _____

Körpergröße _____

* aufpreispflichtig

** nicht in Kombination mit Haftband möglich; nicht zirkulär

*** optional, bitte bei anatomischen Besonderheiten für eine passgenaue Anfertigung angeben

Alle Angaben in cm. Für falsche Maßangaben haftet der Besteller. Maßanfertigungen werden nicht zurückgenommen.

Für eine korrekte Versorgung sind unbedingt alle Maßangaben erforderlich.

f¹ Oberschenkel: Den Umfang mindestens 14 cm oberhalb der Kniemitte (e) messen. Wenn der Umfang bei f¹ größer als 47 cm ist, dann unbedingt höher messen, mindestens bei e - f¹ = 17 cm. (zur Info: Länge e - f¹ Serie = 19 cm)

f Oberschenkelansatz (ca. Mitte zwischen e und f¹)

e Kniemitte

d dünnste Stelle unterhalb des Knies (ca. 5 - 6 cm unterhalb e)

c (größter) Wadenumfang

b^e unterer Bandagenabschluss
 Länge e - b^e mind. 12 cm (zur Info: Länge e - b^e Serie = 13 cm)

Hinweise:

- Bei leichter Flexion (30°) im Stehen messen.
- Die Längenmaße werden an der Außenseite des Beines genommen. Der Abstand e - f¹ sollte nicht kürzer als der Abstand e - b^e sein.
- Ab einem Umfang von f¹ > 60 cm empfiehlt sich die Anbringung eines Noppenhaftbands.

 Stempel

Kunden-Nr. _____

Unterschrift _____

Datum _____