



BAUERFEIND.

VON MENSCHEN FÜR MENSCHEN. FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT.

Bauerfeind ist einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Mit unseren Produkten bringen wir Menschen in Bewegung und leisten dadurch einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit.

MEDIZINISCHES WISSEN UND FACHLICHE KOMPETENZ

Seit Jahrzehnten entwickeln wir Kompressionsprodukte für phlebologische und lymphologische Krankheitsbilder. Das verbinden wir mit ungebremstem Engagement in Produktion und Service sowie Ideenreichtum in der Entwicklung.

WIRKSAME VIELFALT

Mit den maßgefertigten Flachstrickprodukten **VenoTrain curaflow** können wir unsere Lymph-Patient:innen mit elf Farbvarianten und über 1.000 Kombinationsmöglichkeiten von Produkten und Zusätzen ganz individuell versorgen. Therapeutische Vorzüge sind der hohe Mikrofaser-Anteil im Gestrick, flache Sensitivnähte und spezielle Komfortzonen wie die extraweiche Kniekehle.

Der flachgestrickte Kompressionsstrumpf

VenoTrain curaflow strong unterstützt die
Therapie von Betroffenen mit Lymph- oder
Lipödemen sowohl bei sehr weichem oder bei
verhärtetem Bindegewebe. Dank seiner
Festigkeit bleibt der Strumpf angenehm glatt
und legt sich nicht in Hautfalten. Die spürbare
Kompression mit hohem Arbeitsdruck verbindet
er mit einem angenehmen Tragegefühl.

Unser rundgestrickter Kompressionsstrumpf **VenoTrain impuls** kombiniert viele Vorteile:
Mit atmungsaktiver Mikrofaser und kräftigem
Kompressionsfaden bietet er einzigartigen
Tragekomfort bei hohem Wirkungsgrad.
Den therapeutisch erforderlichen Druck entfaltet
er bereits bei geringer Bewegung.

Der rundgestrickte **VenoTrain soft Armstrumpf** kommt zum Einsatz bei leichten Armlymph-ödemen sowie prophylaktisch bei drohenden Armlymphödemen, nach Entfernen des Lymphknotens in der Achsel oder der Bestrahlungstherapie.*

KOMPROMISSLOSE QUALITÄT

Bauerfeind-Produkte erfüllen nicht einfach Standards – sie genügen höchsten Ansprüchen an Qualität, Wirksamkeit und Tragekomfort. Das bestätigen regelmäßige Prüfverfahren, deren Siegel und Kennzeichen unsere Produkte nach erfolgreicher Testung tragen dürfen.

Alle medizinischen VenoTrain-Kompressionsstrümpfe sind CE-gekennzeichnet und entsprechen damit den aktuell gültigen rechtlichen Vorgaben. Daneben tragen sie das RAL-Gütezeichen sowie das OEKO-TEX STANDARD 100-Qualitätssiegel.

Unsere medizinischen Kompressionsstrümpfe werden vom Faden bis zum fertigen Produkt in Deutschland entwickelt und produziert.

* Die vollständige Liste der Indikationen ist in der beiliegenden VenoTrain-Gebrauchsanweisung zum Produkt einsehbar.



















GUTER SERVICE FÜR ZUFRIEDENE KUND:INNEN

DIE KOMPLEXE PHYSIKALISCHE ENTSTAUUNGSTHERAPIE (KPE)

DAS THERAPIE-MODELL

Als aussichtsreichstes Therapie-Konzept für eine Lymphödembehandlung hat sich die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE) etabliert.

Dabei werden Patient:innen in zwei Phasen behandelt: In der Entstauungsphase ist es das Ziel, das Ödem zu reduzieren. Anschließend wird in der Erhaltungsphase der erreichte Zustand gesichert.

Die **curaflow-App** von Bauerfeind basiert auf den fünf Säulen der Erhaltungsphase der KPE.

> Unterstützen Sie Ihre Patient:innen mit den wichtigsten Informationen

Patient:innenbroschüre Lymphologie

Online erhältlich unter: bauerfeind.at/downloads



DIE CURAFLOW-APP

Versorgen Sie mit dem VenoTrain curaflow und empfehlen Sie die curaflow-App.

Ihre Patient:innen werden es Ihnen danken!



WAS BIETET DIE APP?

Expert:innen-Tipps

rund um die Komplexe Physikalische Entstauungstherapie (KPE), zum Beispiel zur Hautpflege und Manuellen Lymphdrainage und zu Bauerfeind-Kompressionsprodukten

Motivation

für mehr Bewegung im Alltag mit individuell abgestimmten Übungen

Unterstützung für ein erfolgreiches Selbstmanagement

persönliches Tagebuch, Umfangsmessung und Kalenderfunktion

Erinnerungsfunktion an neue Kompressionsversorgung

Downloaden und mehr erfahren:

bauerfeind.at/
curaflow-app



INHALT

DIE CURAFLOW-APP

HILFREICHER BEGLEITER FÜR IHRE KUND:INNEN

Seite 4

FARBÜBERSICHT LYMPHOLOGIE

FÜR JEDEN TYP DER PASSENDE STRUMPE

Seite 6

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

FÜR DEN ALLTAG GEMACHT

Seite 6

ABSCHLÜSSE UND HAFTBÄNDER

PERFEKTER HALT MIT HOHEM KOMFORT

Seite 7

DER BAUERFEIND-SERVICE

DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

Seite 35

BEIN & FUSS





- 9 Versorgungssystematik
- 10 VenoTrain°impuls
 Serien- und Maßprodukt
- **12 VenoTrain° curaflow** Maßprodukt
- 14 VenoTrain° curaflow strong Maßprodukt
 - + Zusätze für Beinversorgung VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong
- 21 Zwickelarten

ARM & HAND





- 23 Versorgungssystematik
- **24 VenoTrain*soft**Serienprodukt
- VenoTrain*curaflowMaßprodukt+ Zusätze für die

Armversorgung

THORAX





- 31 Versorgungssystematik
- 32 VenoTrain* curaflow
 Maßprodukt
 + Zusätze für die
 - Thoraxversorgung

ZUBEHÖR

- 37 VenoTrain® Hautpflege
- 38 VenoTrain® Zubehör
- 39 VenoTrain°glider

ZUSATZLEISTUNGEN UND BESTELLUNG

- **40** Änderungen | Reparaturen
- 42 Angebote und Bestellungen

FARBÜBERSICHT LYMPHOLOGIE FÜR JEDEN TYP DIE PASSENDE **VERSORGUNG**

	STANDARDFARBEN			ZUSATZFARBEN			TRENDFARBEN NEU				
VenoTrain°	Caramel	Marine	Anthrazit	Schwarz	Creme	Espresso	Royal	Wild Berry	Deep Petrol	Rich Olive	Flashy Papaya
			AND			NEU					
impuls											
curaflow	•	<u> </u>	•	•	•	•	•	•		•	•
curaflow strong	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
soft Arm	•			•							



PRODUKTEIGENSCHAFTEN FÜR DEN ALLTAG GEMACHT

VenoTrain curaflow VenoTrain curaflow strong



geschmeidiges Gestrick für komfortables Anlegen und angenehmes Tragegefühl







konstanter Druck und optimaler Druckverlauf mit spürbarer Wirkung über die gesamte



VenoTrain curaflow **ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN**



Gestrick dank Mikrofaser für angenehmen

ABSCHLÜSSE UND HAFTBÄNDER

PERFEKTER HALT MIT HOHEM KOMFORT

ABSCHLÜSSE



KOMPRESSIVER ABSCHLUSS

Abschluss mit kompressivem Gestrick ohne Verwendung von Silikon und zusätzlichen Nähten.

verfügbar bei VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong



LOCH-DURCHZUG-GUMMI

Abschluss, der nur bei Strumpfhosen vorkommt und als Standard definiert ist

verfügbar bei VenoTrain curaflow und VenoTrain impuls (Maß)



TAILLENBAND

Flacher Abschluss mit elastischem Band ohne Silikonbeschichtung mit hohem Tragekomfort.

verfügbar bei VenoTrain curaflow



PORÖSER ABSCHLUSS

Reduzierter Druck am Anfang und/oder Ende der Strumpfversorgung; sanfter Übergang bei Überlappung mehrteiliger Versorgungen.

verfügbar bei VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong

HAFTBÄNDER



MIKRONOPPE

Das hochelastische Haftband mit seinen kleinen, flachen Noppen trägt sich selbst bei enger Kleidung sehr unauffällig und das hautfreundliche Material mit seiner weichen Oberfläche passt sich hervorragend der Beinkontur an.

verfügbar bei VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong



NOPPENHAFTBAND

Unser klassisches Haftband bietet Patient:innen einen festen Halt und ist hautfreundlich.

verfügbar bei VenoTrain impuls, VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong



STREIFENHAFTBAND

Haftband ist mit drei flachen Streifen beschichtet und bietet stärkeren Halt bei festerem Gewebe und großen Umfängen.

verfügbar bei VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong



VERSORGUNGSSYSTEMATIK* BEIN UND FUSS

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kund:innen. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die individuelle Situation sowie die Bedürfnisse der Patient:innen berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien

Befunde/Beschwerden

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain° impuls

rundgestrickt

VenoTrain® curaflow

flachgestrickt

VenoTrain® curaflow strong

flachgestrickt

LIPÖDEM

Befunde / Beschwerden

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain° impuls

rundgestrickt

VenoTrain® curaflow

flachgestrickt

VenoTrain® curaflow strong

STADIUM 0 LATENZ-**STADIUM**

Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sichtoder tastbares Ödem

STADIUM 1 SPONTAN **REVERSIBEL**

Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken. Das Lymphödem bildet sich bei Hochlagerung der Beine wieder zurück.

STADIUM 2 NICHT **SPONTAN**

Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken. Bewegungseinschränkungen können auftreten.

STADIUM 3 NICHT **SPONTAN** REVERSIBEL

Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen

REVERSIBEL

Stadien

flachgestrickt

STADIUM 1



Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.

STADIUM 2



Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.

STADIUM 3



Das Gewebe ist zusätzlich zu Stadium 2 derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.

KOMPRESSIONSKLASSEN

Ccl 1: 18-21 mmHg

Ccl 2: 23 - 32 mmHg

- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Bein Stadium 1 und 2, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 3: 34-46 mmHg

- Lipödem mit sekundärem Lymphödem


Ccl 4: ab 49 mmHg

- Versorgung von primären und Bein Stadium 2 und 3, Lipödemen

VenoTrain® impuls

Kraftvoll bei beginnendem Lymphödem











Oberschenkelstrumpf (AG) mit offener Fußspitze in der Farbe Caramel



Strumpfhose (AT) mit geschlossener Fußspitze in der Farbe Anthrazit

EIGENSCHAFTEN

- das kurzzugelastische Gestrick sorgt für einen hohen Arbeitsdruck bereits bei geringer Muskelbewegung
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- hochdifferenziertes Größensystem V6+ (I – VI)
- Expressfertigung Maß in Farbe Caramel

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: V6+(I-VI)

Kompressionsklassen:

Ccl 2 (23 – 32 mmHg) Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Fußspitze: offen, geschlossen

Zusätze: siehe Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 2: 80 % Polyamid, 20 % Elasthan Ccl 3: 75 % Polyamid, 25 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Trendfarben

WILD BERRY

DEEP PETROL



• SERIE

○ MASSANFERTIGUNG

ABSCHLUSS HAFTBAND	AD	AG	AGHB	AT	ATH	ATX
Trikotrand	•0			0	0	0
Noppe	•0	• 0				
Hüftbefestigung			• 0			

VenoTrain® curaflow

Der Kompressionsstrumpf für die Lymphund Lipödem-Therapie am Bein







Schenkelstrumpf (AG) mit offener Fußspitze in der Farbe Caramel

Strumpfhose (AT) mit Taillenband in der Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen
- hautfreundliches
 Mikrofasermaterial macht das
 Produkt atmungsaktiv und
 sorgt für Klimaregulierung
- flache Sensitivnähte
- extra weiche Fußspitze
- anatomische, extra weiche Kniekehle für volle Bewegungsfreiheit
- Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:

Ccl 1 (18 – 21 mmHg) bis Ccl 4 (ab 49 mmHg)

Fußspitze: offen, schräg offen, geschlossen, schräg geschlossen

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 1 – 2: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan Ccl 4: 65 % Polyamid, 35 % Elasthan

Zehenkappe nahtlos:

Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan

Zehenkappe mit Naht:

Ccl 1 – 2: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

Farben:

CARAMEL

SCHWARZ

Standardfarben

MARINE
ANTHRAZIT

Zusatzfarben

CREME
ESPRESSO

Trendfarben


ROYAL

WILD BERRY
DEEP PETROL

RICH OLIVE

FLASHY PAPAYA

MASSANFERTIGUNG



VenoTrain® curaflow strong

Mehr Power in der Ödem-Therapie







Trikotrand bei Kniestrumpf (AD)

Kniezone bei Schenkelstrumpf in Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- zuverlässige Wandstabilität für eine extrastarke Ödemtherapie
- zur Überbrückung von großen Umfangsdifferenzen geeignet
- · hoher Arbeitsdruck für optimale Komprimierung
- flache Sensitivnähte
- extra weiche Fußspitze
- anatomische, extra weiche Kniekehle für volle Bewegung ohne Einschränkungen
- · Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:

Ccl 2 (23 – 32 mmHg) Ccl 3 (34-46 mmHg)

Fußspitze: offen, schräg offen, geschlossen, schräg geschlossen

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 2: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan Ccl 3: 83 % Polyamid, 17 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL

MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Zusatzfarben

CREME

ESPRESSO

ROYAL

Trendfarben

WILD BERRY

DEEP PETROL

RICH OLIVE

FLASHY PAPAYA

MASSANFERTIGUNG



ZUSÄTZE FÜR BEIN UND FUSS

(VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong)

VenoTrain curaflow und VenoTrain curaflow strong ermöglichen durch Maßfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger:innen. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab.

Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produktkombinationsmöglichkeiten.

ZUSÄTZE

Gerader Fuß (offen)



EINSATZGEBIETE

• bei unauffälliger Anatomie

WIRKUNGSWEISEN

• für verbesserte Luftzirkulation im Vorfußbereich

Schräger Fuß (offen)



- ödematöser Fußrücken
- Zehenfehlstellungen
- Erkrankungen von Haut und Nagel im Zehenbereich
- erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform
- distale Fixierung
- Vermeidung zirkulärer Einschnürung und Entstehung eines Vorfußödems

Gerader Fuß (geschlossen)



ödematöser Fußrücken bei relativ gerader Zehenlinie

- kein Rutschen des Fußgestrickes nach hinten
- Vermeidung des Rückstaus in den Zehenbereich
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

Schräger Fuß (geschlossen)



- ödematöser Fußrücken
- Zehen- und Fußfehlstellungen
- erforderlicher Druckverlauf an den Zehengrundgelenken
- anatomische Passform
- kein Rutschen des Fußgestrickes nach hinten
- Vermeidung des Rückstaus in den Zehenbereich
- sehr gut verträgliche, weiche Fußspitze

EINSATZGEBIETE

WIRKUNGSWEISEN

Hallux




- Schiefstand des Großzehs (Hallux valgus)
- optimale Passform im Halluxbereich
- Druckentlastung

90°-Ferse



- Hautfalten bei Y
- ausgeprägte anatomische Ferse
- Rollstuhlfahrer und überwiegende sitzende Tätigkeiten
- zur Ausübung der Aktivitäten des täglichen Lebens
- keine Faltenbildung an Ferse und Spann
- verbesserter Kompressionsverlauf im Knöchelbereich
- bessere Gelenkfunktionalität

Spannerweiterung



- Überhänge bei Y
- hoher Spann
- Lymphödem Stadium Ende 2 / Beginn 3
- geringerer Druck auf die Fußhebersehne
- verbesserter Kompressionsverlauf am Fußrücken

nahtlose Zehenkappe (nur VT curaflow)



- Vorfuß- und Zehen-Lymhödeme
- Fußrückenödeme

- Vermeidung von Ödemen im Vorfußund Zehenbereich
- höhere Akzeptanz bei Tragekomfort

Zehenkappe (nur VT curaflow)



- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme
- Fußrückenödeme

 Vermeidung von Ödemen im Vorfußund Zehenbereich

Zehenkappe mit Ringen (nur VT curaflow)



- Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme
- Fußrückenödeme

 Vermeidung von Ödemen im Vorfußund Zehenbereich

Zehen am Strumpf angenäht

(nur VT curaflow)



• Vorfuß- und Zehen-Lymphödeme

Fußrückenödeme

EINSATZGEBIETE

- WIRKUNGSWEISEN
- Vermeidung von Ödemen im Vorfußund Zehenbereich
- keine Überlappung von Strumpf und Zehenteil

Pelotte eingearbeitet



- Ödeme und Verhärtungen im Knöchelbereich
- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen

Lymphpad eingearbeitet



- lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung
- Abweichungen vom anatomischen Standard
- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen

Futterstoff



• Hautirritation in den Beugebereichen wie Sprunggelenk und Knie, Pergamenthaut

- Schutz empfindlicher Haut vor Überbelastung
- Verringerung von Reibung und mechanischer Belastung
- Fixierung von Pelotten

Funktionszone Standard bei allen Beinversorgungen am Knie



• grundsätzlich bei Lymph- und Lipödem-Patient:innen

- extraweiche Kniekehle für verminderte Faltenbildung
- anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalitäten

Abschluss schräg

am Kni



- grundsätzlich bei Lymph- und Lipödem-Patient:innen
- konische anatomische Form
- weiches Hautgewebe
- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich (AD)
- · anatomische Passform

Abschluss schräg am Oberschenkel



- grundsätzlich bei Lymph- und Lipödem-Patient:innen
- konische anatomische Form
- weiches Hautgewebe

EINSATZGEBIETE



- vermeidet zirkuläres Einschnüren der Lymphgefäße
- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich (AG)
- anatomische Passform

Beinerhöhung vorn


nur in Kombination mit Abschluss schräg möglich



• Patient:innen mit voluminösem, ödembetontem Oberschenkel

- Verhinderung von Einschnürungen
- physiologischer Druckverlauf bis in die Leiste

Haftbandstück



- ausgeprägte konische Beinform
- sehr weiches Gewebe
- zusätzlicher Halt

Herrenzwickel



- Strumpfhosen für die Herrenversorgung
- verbesserte Passform des Leibteils

EINSATZGEBIETE WIRKUNGSWEISEN ZUSÄTZE Stomaöffnung • ermöglicht den Zugang zu externen Abdomen Ableitungen / Zuleitungen **ATU-Zwickel** • verbesserte Passform • Schwangerschaft des Leibteils • verminderte Kompression im Bereich des Leibes Hüftbefestigung • Haftbandunverträglichkeit • Halt der Kompressionsbestrumpfung Reißverschluss • bei großen Umfangsdifferenzen von • erleichtert das An- und Ablegen Hüfte und Taille der Versorgung • bei schlaffen Paresen

ZWICKELARTEN

Zwickel Standard ohne Wäscheschutz



Dies ist die Standardversorgung, welche mit einer einzelnen Stofflage gut geeignet ist für die Nutzung von Hygieneartikeln und ein Einschneiden im Intimbereich verhindert.

Zwickel Standard mit Wäscheschutz



Durch die doppelte Stofflage kommt es zu keinen Reibungen oder Reizungen im Intimbereich. Desweiteren dient sie der Absorption von Schweiß und Ausfluss und verringert somit das Risiko von Infektionen.

Zwickel kompressiv ohne Wäscheschutz



Die sehr gute Passform verhindert ein Verrutschen und ermöglicht einen besseren Sitz des Gestricks.

Zwickel kompressiv mit Wäscheschutz



Die sehr gute Passform verhindert ein Verrutschen und ermöglicht einen besseren Sitz des Gestricks. Die doppelte Stofflage verhindert außerdem Reibungen und Hautreizungen im Intimbereich.

Zwickel überlappend



Ermöglicht eine postoperative Anwendung bei Patient:innen mit Katheterversorgung und erleichtert den Toilettengang.



VERSORGUNGSSYSTEMATIK* ARM UND HAND

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kund:innen. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die individuelle Situation sowie die Bedürfnisse der Patient:innen berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien

Befunde / Beschwerden

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain® soft

rundgestrickt

VenoTrain® curaflow

flachgestrickt

STADIUM 0 LATENZSTADIUM

Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sichtoder tastbares Ödem vor.



STADIUM 1 SPONTAN REVERSIBEL

Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.



STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL

Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.



STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL

Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

LIPÖDEM

Stadien

Befunde / Beschwerden

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain® soft rundgestrickt

VenoTrain® curaflow

flachgestrickt



STADIUM 1

Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.



STADIUM 2

Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.



STADIUM 3

Das Gewebe ist zusätzlich zu Stadium 2 derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.

KOMPRESSIONSKLASSEN

Ccl 1: 18-21 mmHg

· leichte Kompression

Ccl 2: 23 – 32 mmHg

- mittlere Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Arn Stadium 1 und 2, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

Ccl 3: 34-46 mmHg

- kräftige Oberflächenwirkung
- Versorgung von primären und sekundären Lymphödemen am Arm Stadium 2 und 3, Lipödemen, Lipödem mit sekundärem Lymphödem

^{*} schematische Darstellung

VenoTrain® soft Armstrumpf

Bewegungsfreiheit im Alltag



SERIENGRÖSSENTABELLE VenoTrain® soft Arm

Länge ℓD		UMFANG	S MIN. – MAX.	M MIN. – MAX.	L MIN. – MAX.	XL MIN. – MAX.
short 39-44	cG 🤝	cG	24 – 30	27 – 33	29 – 36	32 – 40
$\frac{\text{long}}{\text{Typ}} \frac{44,1-50}{\text{CG}}$		cE	22 – 26	24 – 29	27 – 32	30 – 35
	cE 💙	cC	14 – 15	15 – 16,5	16,5 – 18	18 – 20
	cr 👌					

* alle Maßangaben in cm





Funktionszone in der Ellenbeuge in der Farbe Beige

Trikotrand in der Farbe Beige

EIGENSCHAFTEN

- Komfort-Ellenbeuge für mehr Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und weniger Druckempfinden
- spürbare Wirksamkeit über die gesamte Tragedauer
- hautfreundlich, weich und atmungsaktiv

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik:

VenoTrain soft Arm (S-XL)

Kompressionsklassen:

Ccl 1 (18-21 mmHg) Ccl 2 (23-32 mmHg)

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 1: 74 % Polyamid, 26 % Elasthan Ccl 2: 69 % Polyamid, 31 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

BEIGE

CARAMEL

SCHWARZ



SERIE

ABSCHLUSS HAFTBAND CG Trikotrand Noppe

VenoTrain® curaflow

Der Kompressionsstrumpf für die Lymphund Lipödem-Therapie an Arm und Hand









Armstrumpf (CG) in der Farbe Caramel

EIGENSCHAFTEN

- geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- anatomisch angeformter, extra weicher Ellenbogenbereich für mehr Bewegungsfreiheit, Tragekomfort und wenig Druckempfinden
- Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:

Ccl 1 (18-21 mmHg) bis Ccl 3 (34 – 46 mmHg)

Zusätze: siehe nachfolgende Seiten sowie

Preisliste

MATERIAL ZUSAMMENSET ZUNG

Arm:

Ccl 1: 77 % Polyamid, 23 % Elasthan Ccl 2: 77 % Polyamid, 23 % Elasthan Ccl 3: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan

Hand nahtlos:

Ccl 1: 87 % Polyamid, 13 % Elasthan Ccl 2: 85 % Polyamid, 15 % Elasthan Ccl 3: 86 % Polyamid, 14 % Elasthan

Hand mit Naht:

Ccl 1: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan Ccl 2: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan Ccl 3: 70 % Polyamid, 30 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL MARINE

ANTHRAZIT

SCHWARZ

Zusatzfarben

CREME

ESPRESSO



ROYAL



Trendfarben

WILD BERRY



DEEP PETROL

FLASHY PAPAYA



RICH OLIVE



MASSANFERTIGUNG



















ZUSÄTZE FÜR ARM UND HAND

VenoTrain curaflow ermöglicht durch Maßanfertigung eine individuelle Anpassung der Produkte an die Bedürfnisse seiner Träger:innen. Die hier gezeigten Produkt-Zusätze bilden die meistgewählten Zusatzoptionen ab.

Insgesamt ergeben sich in unserem umfangreichen Maßprogramm über 1.000 Produktkombinationsmöglichkeiten.

ZUSÄTZE

Funktionszone Standard für alle Armversorgungen



EINSATZGEBIETE

 grundsätzlich bei Lymph- und Lip-Patient:innen

WIRKUNGSWEISEN

- eingearbeitete Funktionszone für verminderte Faltenbildung
- anatomische Form für bessere Gelenkfunktionalität





160°: als Standardversorgung

150°: permanentes Arbeiten in Beugung des Ellenbogens

135°: Patient:innen, die den Ellenbogen nicht mehr in volle Extension bekommen können

 Verminderung der Faltenbildung im Beugebereich und somit Verhinderung der Abschnürung

Schräger Abschluss



- grundsätzlich bei Lymph- und Lipödem-Patient:innen
- anatomische Form
- weiches Hautgewebe
- verbesserter Kompressionsverlauf im Strumpfendbereich
- anatomische Passform
- Vermeidung von zirkulären Abschnürungen

EINSATZGEBIETE

WIRKUNGSWEISEN

Haftbandstück



- bei sehr weichem Gewebe
- ausgeprägte konische Armform
- zusätzlicher Halt
- Verhinderung des Rutschens

Reißverschluss



- Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc.
- bei schlaffen Paresen
- erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

Lymphpad eingearbeitet



- lokal verstärktes Ödem oder Verhärtung
- Abweichungen vom anatomischen Standard
- Erhöhung des punktuellen Drucks
- Vermeidung von Ödemen und Verhärtungen

Handschuh nahtlos



- leichte bis mittlere Fingerödeme
- leichte bis mittlere Ödeme auf dem Handrücken
- Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken

Handschuh mit Naht



- mittlere bis ausgeprägte Fingerödeme
- mittlere bis ausgeprägte Ödeme auf dem Handrücken
- Vermeidung von Ödemen in Fingern und Handrücken



VERSORGUNGSSYSTEMATIK* THORAX

Mithilfe der Bauerfeind-Versorgungssystematik finden Sie den passenden VenoTrain-Kompressionsstrumpf für Ihre Kund:innen. Die Wahl des Kompressionsstrumpfes und der Kompressionsklasse sollte immer die individuelle Situation sowie die Bedürfnisse der Patient:innen berücksichtigen. Bitte sprechen Sie uns in Zweifelsfällen direkt an.

LYMPHÖDEM

Stadien

Befunde / Beschwerden

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain® curaflow flachgestrickt

STADIUM 0 LATENZSTADIUM

Das Lymphsystem ist geschädigt, doch es liegt noch kein sichtoder tastbares Ödem vor.

0 STADIUM 1 TADIUM SPONTAN REVERSIBEL

Das Gewebe ist weich und lässt sich mit sichtbarer Delle leicht eindrücken.

STADIUM 2 NICHT SPONTAN REVERSIBEL

Das Gewebe ist verhärtet, eine Delle lässt sich nur schwer oder gar nicht mehr eindrücken.

STADIUM 3 NICHT SPONTAN REVERSIBEL

Starke Zunahme des Ödems an Umfang mit teilweise extremen Ausmaßen.

LIPÖDEM

Stadien

Befunde / Beschwerden

PRODUKTEMPFEHLUNG

VenoTrain® curaflow

flachgestrickt

STADIUM 1

Die Hautoberfläche ist glatt, das Unterhautfettgewebe verdickt und die Fettstruktur feinknotig.

STADIUM 2

Die Hautoberfläche ist uneben und die Fettstruktur grobknotig.

STADIUM 3

Das Gewebe ist zusätzlich zu Stadium 2 derber und härter. Zudem gibt es großflächig deformierende Fettlappen.

KOMPRESSIONSKLASSEN


Ccl 1: 18-21 mmHg

 Lip- und Lymphödeme Stadium 0 bis 3

VenoTrain® curaflow

Die Kompressionsversorgung für die Lymphund Lipödem-Therapie am Thorax





Bustier mit Epithesentasche in der Farbe Caramel

T-Body in der Farbe Anthrazit

EIGENSCHAFTEN

- geschmeidige Mikrofaser für komfortables Anlegen
- hautfreundliches Mikrofasermaterial macht das Produkt atmungsaktiv und sorgt für Klimaregulierung
- Maßanfertigung für individuelle Bedürfnisse

BESTELLOPTIONEN

Größensystematik: Maß

Kompressionsklassen:

Ccl 1 (18 – 21 mmHg)

Zusätze:

siehe nachfolgende Seiten sowie Preisliste

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Ccl 1: 73 % Polyamid, 27 % Elasthan

Farben:

Standardfarben

CARAMEL

MARINE **ANTHRAZIT**

SCHWARZ

Zusatzfarben

CREME

ESPRESSO



ROYAL



Trendfarben

WILD BERRY



DEEP PETROL

FLASHY PAPAYA



RICH OLIVE



MASSANFERTIGUNG







T-SHIRT BUSTIER

ZUSÄTZE FÜR THORAX

ZUSÄTZE

Nahtloser Brustbereich



• Standard bei allen Thoraxversorgungen

EINSATZGEBIETE

WIRKUNGSWEISEN

- Vermeidung von Druck- und Scheuerstellen im Brustbereich
- Stützung der Brust

Armansatz ohne Kompression



- Ödeme im Brust- und Armbereich
- in Kombination mit Armstrumpf (ohne doppelte Kompression)
- Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich





- Ödeme im Brust- und Armbereich
- Vermeidung von Ödemen im Schulter- und Oberarmbereich





- bei Verwendung von Brustprothesen und Epithesen
- optimaler Halt

Reißverschluss



- Nebenerkrankungen wie Rheuma, Arthritis etc.
- bei eingeschränkter Beweglichkeit
- erleichtert das An- und Ablegen der Versorgung

DER BAUERFEIND-SERVICE

DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN

KUND:INNENSERVICE LYMPHOLOGIE

Profitieren Sie von unserem Know-how und lassen Sie sich beraten. Telefonisch stehen wir Ihnen gern Mo. – Do. von 9:00 – 17:00 Uhr und Fr. von 9:00 – 14:00 Uhr zur Verfügung. Sie erreichen uns 24 Stunden täglich per E-Mail und Fax.

T 0800 44 30 130

F 0800 4430131

E info@bauerfeind.at





Jetzt auf experts.bauerfeind.com

SERVICE-GARANTIEN

FÜR FACHHÄNDLER: INNEN IN ÖSTERREICH



100 PROZENT ERREICHBAR

Als kompetente Ansprechpartner stehen wir Ihnen Montag bis Donnerstag von 9:00 – 17:00 Uhr und Freitag von 9:00 – 14:00 Uhr gern zur Verfügung. Über Fax, E-Mail und unseren Onlineshop erreichen Sie uns rund um die Uhr. (Systemstörungen und Wartungsarbeiten ausgenommen)



GENAUER LIEFERTERMIN

Zu Ihren Bestellungen nennen wir Ihnen den genauen Liefertermin.



LIEFERUNG INNERHALB VON 48 STUNDEN

Sie bestellen bis 14:00 Uhr – wir versenden Lagerware am gleichen Tag (Großaufträge ausgenommen). Expresswünsche stimmen wir gern mit Ihnen ab.



EXPRESS-FERTIGUNG FÜR SCHNELLE VERSORGUNG

Eilige Maßaufträge von VenoTrain micro, VenoTrain soft und VenoTrain soft S oder VenoTrain impuls in der Farbe Caramel, die Sie bis 09:30 Uhr beauftragen, fertigen und versenden wir noch am gleichen Arbeitstag.



ONLINESHOP

Bestellen Sie einfach, schnell und mit reduzierten Versandkosten in unserem Onlineshop.

experts.bauerfeind.com



KEINE VERSANDKOSTEN

Bei Bestellungen über den Händler Onlineshop experts.bauerfeind.com übernehmen wir ab einem Nettowarenwert von 80 € die Versand-kosten. Bei allen anderen Bestellungen liefern wir ab einem Nettowarenwert von 185 € versandkostenfrei. Sie können sortimentsübergreifend alle Artikel in einem Auftrag bestellen.



365 TAGE WARENRÜCKNAHME

Einwandfreie Lagerware nehmen wir innerhalb von 365 Tagen nach Lieferung laut AGB zurück.



RETOURENBEARBEITUNG IN FÜNF TAGEN

Wir bearbeiten Ihre Retoure innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Wareneingang.





Hautsache sollte bei Ihren Kund:innen jetzt auch Hauptsache sein. Denn bei Lymph- oder Lipödemen ist die Haut generell etwas empfindlicher. Pflegende Cremes verhindern das Austrocknen und sorgen für den nötigen Schutz. Damit die Haut geschmeidig und schön bleibt, haben wir zwei hochwertige Pflegeprodukte entwickelt, die optimal auf die durch Ödeme und Kompression beanspruchte Haut abgestimmt sind.



VenoTrain® LOTION

Die Verwöhnpflege für den Abend

Nach einem langen Tag in der Kompressionsversorgung verdient die Haut ein kleines Wellness-Programm. Geeignet dafür ist diese von uns zusammen mit Sebapharma entwickelte Pflege-Lotion. Ihr spezieller Kamillenextrakt verwöhnt die Haut, mindert Hautirritationen und sorgt so für schön entspannte Beine und Arme.



BAUERFEIND-PFLEGESCHAUM

Die schnelle Pflege am Morgen

Leichter Pflegeschaum, der die Haut mit Panthenol schützt und pflegt. Diese Pflege zieht schnell ein und kann verwendet werden, bevor die Kompressionsversorgung angelegt wird.

VenoTrain® ZUBEHÖR

Damit sich die Patient:innen in den VenoTrain-Kompressionsstrümpfen wohlfühlen, sind die nützlichen Begleiter aus der VenoTrain-Zubehörserie hilfreich.

Sie unterstützen wirksam die Therapie, erleichtern die Handhabung und pflegen die Kompressionsstrümpfe sowie die Haut Ihrer Kund:innen.



01 Wäschenetz

sichere Aufbewahrung der Kompressionsstrümpfe bei jeder Maschinenwäsche

02 Gummihandschuhe

helfen beim korrekten Anlegen der Kompressionsstrümpfe

03 Waschmittel

reinigt sanft, ermöglicht eine schonende Pflege und gibt langanhaltenden Schutz





02 03

VenoTrain[®] gliderKOMPAKTE ANZIEHHILFEN

Der VenoTrain glider ist die praktische Anund Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe.

Das strapazierfähige und leichte Material lässt den Strumpf mühelos über den Arm oder das Bein gleiten. Er eignet sich für Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Fußspitze.

Zeit- und platzsparend ist er der ideale Begleiter für unterwegs.

BESONDERHEITEN

- extrem leicht, stabil und reißfest
- einfach zu handhaben
- ideal für unterwegs

EIN VIDEO ZUR ANZIEHANLEITUNG FINDEN SIE UNTER:

bauerfeind.at/glider















ZUSATZLEISTUNGEN ÄNDERUNGEN | REPARATUREN INDIVIDUELLER KUNDENSERVICE

ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

• SERIE

		soft Arm	impuls Bein
Oberer Strumpfrond	Haftband erneuern	•	•
Strumpfrand	Trikotrand in Haftband	•	•
	Haftband	•	•
	Hüftteil entfernen und Haftband annähen		•
AGHB	Hüftgurt erneuern		•
Strumpf kürzen	AD/CG max. um 3 cm	•	•
	AG max. um 5 cm		•
Reparatur,	Loch	•	•
sofern möglich	Laufmasche	•	•
	Naht	•	
	Ziehfaden	•	•

NEUBESTELLUNG

O MASSANFERTIGUNG

Einheit	impuls
Stück	0
	Stück Stück Stück Stück Stück Stück

ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

O MASSANFERTIGUNG

		impuls Bein
Oberer	Haftband erneuern	0
Strumpf- rand	Trikotrand in Haftband	0
	Haftband enger oder weiter	0
	Hüftteil entfernen und Haftband annähen	0
AT	Leibteil verkürzen	0
	Leibteil verlängern (außer ATX)	0
	Zwickel verengen (außer ATX)	0
	Zwickel erweitern (außer ATX)	0
	Reiterhosenzwickel (außer ATX)	0
	AT ändern in AG mit Haftband	0
AGHB	Hüftgurt erneuern	0
Strumpf	AD max. um 3 cm	0
kürzen	AG max. um 5 cm	0
Umfärben v	on hell nach dunkel*	0
Änderung	Fußspitze geschlossen ändern in offen	0
Fußspitze	Fußspitze offen einkürzen	0
Reparatur,	Loch	0
sofern möglich	Laufmasche	0
	Naht	0
	Ziehfaden	0

ÄNDERUNGEN | REPARATUREN

O VenoTrain® curaflow

VenoTrain® curaflow strong

Änderung Bein Arm Thorax Hosen Leibteil nachträglich U-Teil einarbeiten nur bei kompressivem Leibteil Leibteil verkürzen Stomäöffnung in Leibteil einarbeiten Tätten Leibteil verkürzen Tätten abschluss T			Versorg		
Leibteil nachträglich U-Teil einarbeiten nur bei kompressivem Leibteil Leibteil verkürzen Stomaöffnung in Leibteil einarbeiten Taitlenabschluss Zwickel AT in AG mit Hüftbefestigung AT in CT, ET oder FT AT in AG mit Haftband Sen / Arm Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband / Taitlenaband / Gurt neue Haftband / Taitlenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleif)) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Puß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vern/ hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparatur Anpassungen Reparatur Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher	Änderung		Bein	Arm	Thorax
Rompressivem Leibteil Leibteil verkürzen Stomaöffnung in Leibteil einarbeiten Taillenabschluss Zwickel	Hosen				
Stomaöffnung in Leibteil einarbeiten Taillenabschluss Zwickel AT in AG mit Hüftbefestigung AT in CT, ET oder FT AT in AG mit Haftband Bein / Arm Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband / Taillenband / Gurt neue Haftbandstücke einnähen neues Haftband / Taillenband annähen Haftband max 5cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in CG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schutterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Pertig (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen Kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Pertigstellung Reparatur Naht Reparatur Naht Reparatur Naht Reparatur Naht Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten Reißverschluss einarbeiten	Leibteil				
Stomaoffhung in Leibteil einarbeiten Taillenabschluss Zwickel AT in AG mit Hüftbefestigung AT in CT, ET oder FT O		Leibteil verkürzen			
Zwickel AT in AG mit Hüftbefestigung		Stomaöffnung in Leibteil einarbeiten	0		
AT in AG mit Hüftbefestigung AT in CT, ET oder FT AT in AG mit Hüftbefestigung AT in CT, ET oder FT AT in AG mit Hüftband Bein / Arm Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband / Taillenband / Gurt neue Haftbandstücke einnähen neue Haftband / Taillenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge CA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe wir Naht) Anderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) Anderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) Anderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) Anderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) Anderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) O Anschräßlich Lymphpad einarbeiten / ändern O Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Horax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparaturen / Anpassungen Reparatur Ludmasche Reparatur Ludmasche Reparatur Ludmasche Reißverschluss einarbeiten		Taillenabschluss			
AT in CT, ET oder FT AT in AG mit Haftband Bein / Arm Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband / Taitlenband / Gurt neue Haftbandstücke einnähen neues Haftband / Taitlenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in C6 mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff O Fertigstellung O Fuß (je Fuß) Anderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparaturen / Anpassungen Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten		Zwickel			
AT in AG mit Haftband Bein / Arm Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband / Taillenband / Gurt neue Haftbandstücke einnähen neues Haftband / Taillenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung O Fuß (je Fuß) Anderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	AT in AG mit	Hüftbefestigung	0		
Bein/Arm Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband/Taillenband/Gurt neue Haftband/Taillenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung/ Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung O Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen/verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (vertängern, verkürzen, vorn/hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten O O O O O O O O O O O O O	AT in CT, ET	oder FT	0		
Strumpf kürzen (Kettelabschluss) Haftband / Taitllenband / Gurt neue Haftbandstücke einnähen neues Haftband / Taitllenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) achträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten Reißverschluss einarbeiten	AT in AG mit	Haftband	0		
Haftband / Taillenband / Gurt neue Haftbandstücke einnähen neues Haftband / Taillenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff O Fertigstellung O Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) O Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparaturen / Anpassungen Reparatur Laufmasche Reparatur Laufmasche Reißverschluss einarbeiten	Bein / Arm				
neue Haftbandstücke einnähen neues Haftband / Taillenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Tuge (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reißverschluss einarbeiten	Strumpf kür	zen (Kettelabschluss)	0	0	
neues Haftband / Taillenband annähen Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in C6 mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Haftband/T	aillenband/Gurt			
Haftband max 5 cm enger oder weiter Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung/ Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten O O Reißverschluss einarbeiten		neue Haftbandstücke einnähen			
Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff O Fertigstellung O Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparaturen / Anpassungen Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher O Reißverschluss einarbeiten		neues Haftband / Taillenband annähen			
Schulterkappe ändern in CG mit Haftband neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (vertängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten		Haftband max 5 cm enger oder weiter		0	
neuer Gurt für Hüftbefestigung / Schulterkappe (Verschleiß) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (vertängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten O Annähen Schulter vertiefen O Reißverschluss einarbeiten O Annähen Schulter vertiefen O O Reißverschluss einarbeiten		Hüftbefestigung ändern in AG mit Haftband			
Schulterkappe (Verschleifl) Annähen Hüftbefestigung an Beinstrümpfe bis G Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge CA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten		Schulterkappe ändern in CG mit Haftband			
Annähen Schulterkappe an CG Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten O O Reißverschluss einarbeiten					
Lymphpad / Futterstoff Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten O O Reißverschluss einarbeiten	Annähen Hü	iftbefestigung an Beinstrümpfe bis G	0		
Fertigstellung Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten O O Reißverschluss einarbeiten O O Reißverschluss einarbeiten	Annähen Sc	hulterkappe an CG		0	
Fuß (je Fuß) Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher O Reißverschluss einarbeiten	Lymphpad /	Futterstoff	0	0	
Änderungen Spitze / Änderung Fußlänge cA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten ○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	Fertigstellur	ng	0	0	
CA-Maß verengen Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Fuß (je Fuß)				
Haftbandstücke bei cA einnähen kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Änderunger	Spitze / Änderung Fußlänge	0		
kleinen Zeh von Zehenkappe abtrennen (nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	cA-Maß vere	engen	0		
(nur Zehenkappe mit Naht) Änderungen Hand Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Haftbandstü	icke bei cA einnähen	0		
Finger von Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos) Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten			0		_
Handschuh verkürzen / verengen (nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Änderunge	n Hand			
(nur Handschuhe mit Naht) nachträglich Lymphpad einarbeiten / ändern Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Finger von H	Hand abtrennen (nicht bei AC1 nahtlos)		0	
Thorax Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten		<u> </u>		0	
Zwickel (verlängern, verkürzen, vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	nachträglich	n Lymphpad einarbeiten / ändern		0	
vorn / hinten breiter oder schmaler) Armansatz (je Arm) Ausschnitte vertiefen Thorax kürzen Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Thorax				
Ausschnitte vertiefen O Thorax kürzen O Fertigstellung O Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht OOO Reparatur Laufmasche OOO Reparatur Loch und Fadenzieher OOO Reißverschluss einarbeiten OOO		9			0
Thorax kürzen O Fertigstellung O Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO	Armansatz	(je Arm)			0
Fertigstellung Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Ausschnitte	vertiefen			0
Reparaturen / Anpassungen Reparatur Naht OOO Reparatur Laufmasche OOO Reparatur Loch und Fadenzieher OOO Reißverschluss einarbeiten	Thorax kürz	en			0
Reparatur Naht OOO Reparatur Laufmasche OOO Reparatur Loch und Fadenzieher OOO Reißverschluss einarbeiten OOO OOO Reißverschluss einarbeiten	Fertigstellur	ng			0
Reparatur Laufmasche Reparatur Loch und Fadenzieher Reißverschluss einarbeiten	Reparature	n / Anpassungen			
Reparatur Loch und Fadenzieher O Reißverschluss einarbeiten	Reparatur N	laht	0	0	0
Reißverschluss einarbeiten O	Reparatur L	aufmasche	0	0	0
	Reparatur L	och und Fadenzieher	0	0	0
Umfärben (nur bei ungetragener Ware) ○ ○ ○	Reißverschl	uss einarbeiten			0
	Umfärben (r	nur bei ungetragener Ware)	0	0	0

ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN

ANGEBOTE SELBST ERSTELLEN

Im Bauerfeind-Onlineshop **experts.bauerfeind.com** können Sie Kostenvoranschläge selbst erstellen – innerhalb kurzer Zeit für alle Maßprodukte.

Auf der jeweiligen Produktseite wählen Sie über einen Button aus, ob Sie direkt eine Bestellung tätigen oder zuerst ein Angebot anlegen wollen.

Klicken Sie auf Angebot erstellen, steht Ihnen bereits nach wenigen Schritten das Angebot als PDF zum Download zur Verfügung.

Jetzt auf experts.bauerfeind.com



Bestellen Sie jetzt auch alle Maßprodukte schnell und einfach im Bauerfeind-Onlineshop:

experts.bauerfeind.com

MASSBESTELLBLÄTTER

Die Bestellblätter für Maßversorgungen stehen Ihnen im Download-Bereich des Bauerfeind-Onlineshops zur Verfügung:

experts.bauerfeind.com/downloads



DATENSCHUTZHINWEIS:

Patient:innendaten in Bestellformularen etc. werden von uns im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung bearbeitet und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen solange gespeichert, wie gesetzlich vorgeschrieben. Bitte holen Sie hierfür von Ihren Patient:innen die erforderliche Einwilligung ein, bevor Sie den Auftrag an uns übermitteln, da anderenfalls Ordnungsgelder verhängt werden können.

HAFTUNGSHINWEISE:

Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Diese Broschüre ermöglicht – je nach Darstellung – einen ersten Überblick über das Fachgebiet und schlägt ausgewählte medizinische Diagnose-/Behandlungsmöglichkeiten vor. Obgleich wissenschaftlich fundiert, erheben die Darstellungen keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit / Vorstellung aller Lehrmeinungen. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre / oder deren – auch auszugsweise – Online-Darstellung, insbesondere solche zu Diagnostik und Behandlungsformen (Texte, Bilder, Grafiken etc.), verstehen sich als unverbindliche Unterstützung der durch Arzt / Ärztin und Fachpersonal auszuwählenden Therapie. Diese Broschüre ersetzt nicht die notwendige persönliche Anamnese und deren fachliche Gesamtbewertung eines Arztes / einer Ärztin / sachgerecht und qualifiziert ausgebildeten Fachpersonals unter Einbeziehung auf. bereits laufender Therapien. Die Inhalte der Broschüre sind nur für das medizinische Fachpersonal bestimmt, nicht für Fachfremde, insbesondere nicht für Patient:innen. In Zweifelsfällen suchen Sie bitte ergänzenden fachlichen Rat, auch wir unterstützen hierbei gern.







Versorgen Sie mit
VenoTrain curaflow | strong
und empfehlen Sie
die curaflow-App.

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Kontaktieren Sie uns:

Bauerfeind Ges.m.b.H.

Hainburger Straße 33 1030 Wien

T +43 (0) 800 44 30 130

F +43 (0) 800 44 30 131

E info@bauerfeind.at